

Marke	SolvaCare								
Produktname	Kompressionsstrümpfe Anti-Thrombose								
Größen Knöchelumfang	<table><tr><td>SMALL</td><td>MEDIUM</td><td>LARGE</td><td>EXTRA LARGE</td></tr><tr><td>19-23 cm</td><td>23-26 cm</td><td>26-29 cm</td><td>29-33 cm</td></tr></table>	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE	19-23 cm	23-26 cm	26-29 cm	29-33 cm
SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE						
19-23 cm	23-26 cm	26-29 cm	29-33 cm						
Farben	Beige, Blau, Schwarz, Weiss								
USP's	• Zur Vorbeugung von tiefer Venenthrombose • Zur Unterstützung bei Krampfadern und Verstauchungen • Wirkt müden Beinen entgegen								
Wirkung	Die SolvaCare Kompressionsstrümpfe eignen sich für medizinische Einsatz-Zwecke. Ihr Druckprofil ist klinisch getestet und wirkt tiefer Venenthrombose entgegen. Der Kompressionsdruck fällt stufenweise vom Fußknöchel bis zur Wade ab und fördert den venösen Blutstrom zum Herzen und zur Lunge. Die Strümpfe eignen sich vorzugsweise für: Tiefe Venenthromboseprophylaxe (Reisethrombose) Zur Prophylaxe und Therapie bei Varizen (Krampfadern) Zur Unterstützung bei verstauchten Fußknöcheln Zur Vorbeugung müder Beine (stehende Berufe)								
Anmessen	Anmessung der Strümpfe: Messen Sie Ihren Fußknöchelumfang ca. 2 cm über dem Fußknöchel. Wählen Sie den Strumpf mit dem Knöchelumfang, der zu Ihrem Messwert passt. Falls Sie das SolvaCare Maßband benutzen, können Sie mittels der Farbe des Fußknöchelumfanges den entsprechenden Farbcode der Strümpfe ablesen. Falls Ihr Wadenumfang verglichen mit dem Fußknöchelumfang größer ist, empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.								
Warnungen	Nicht benutzen bei folgenden Diagnosen: Bestehende Thrombose Arterienerkrankungen Lungenödem Beinentzündungen / Phlebitis Fragen Sie Ihren Hausarzt bei den folgenden Fragen und Risiken: Periphere Neuropathie Rezente Hauttransplantation Diabetes Ulcus cruris (offenes Bein)								

Anziehanleitung	• Stecken Sie Ihre Hand bis zur Ferse in den Strumpf. • Ziehen Sie den Strumpf auf links, sodass der Fußteil von der Ferse an im Strumpf bleibt. • Ziehen Sie den Strumpf an und achten Sie darauf, dass der dunkel markierte Fersenteil auch richtig unter der Ferse sitzt (A).
	• Fassen Sie den noch umgestülpten restierenden Strumpfteil zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie diesen vorsichtig über den Fußknöchel und der Wade nach oben. • Kontrollieren Sie erneut nach dem Anziehen, ob das Fersenstück richtig sitzt. • Den richtigen Sitz im Fußteil erreichen Sie, indem Sie das Zehenstück des Strumpfes nach vorne ziehen. • Achten Sie darauf, dass die Zehen bequem sitzen (B).
	• Entfernen Sie Falten im Fußknöchel und Wadenbereich des Strumpfes. • Achten Sie darauf, dass der Strumpf glatt auf der Haut sitzt und das der Strumpf-Oberrand nicht doppelt sitzt. • Um eine gute Durchblutung zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass der Strumpf-Oberrand zwei Finger unterhalb der Kniekehle abschließt (C).
Ausziehanleitung	• Fassen Sie den oberen Teil des Strumpfes und streifen Sie den Strumpf kraftvoll, jedoch nicht gewaltsam über Wade, Fußknöchel und Fuß nach unten. • Dehnen Sie eventuell mit Ihren Daumen neben der Achillesferse den Strumpf, sodass das Ausziehen über die Ferse erleichtert wird. • Zusätzliche Vorsicht ist bei Wunden und empfindlicher Haut geboten. Scharfe Fingernägel und Gewalteinwirkung können den Strumpf beschädigen. Nie den Strumpf mit zwei Fingern herunterstreifen.
Warnhinweis	Tragen Sie den Strumpf nie abgerollt oder heruntergerollt. Dadurch würde sich die Durchblutung verringern und sich das Thromboserisiko erhöhen. Diese Strümpfe werden als medizinisches Hilfsmittel eingesetzt und daher sollten die Gebrauchsvorschriften eingehalten werden. Diese Strümpfe eignen sich nicht für Menschen, bei denen ein Verdacht auf oder eine diagnostizierte periphere vaskuläre Erkrankung besteht. Zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder lesen Sie die Verbraucherhinweise auf der Rückseite dieser Verpackung.
Waschanleitung	Die Strümpfe können in der Waschmaschine auf maximal 75 °C gewaschen werden. Das wirksame Kompressionsprofil ist bis zu 15 Waschkörfen garantiert. Der Einsatz eines Wäschetrockners verkürzt die Lebensdauer der Strümpfe. Strümpfe auf Wäscheleine oder Wäscheständer trocknen lassen. Strümpfe nicht auf einer Heizung oder anderer Wärmequelle trocknen lassen.