



CP0070-006



visiomax

MONATS
KONTAKTLINSE

- **Kontaktlinse mit integriertem UV-Schutz**
- **Aus beidseitig weiche, sauerstoffdurchlässigem Kontaktlinsenmaterial**
- **Kurze Eingewöhnungszeit**
- **Hohe physiologische Verträglichkeit**

Anwendungsgebiete
Vor Korrektur von Kurzsichtigkeit. Packung enthält eine sterile (Dampfsterilisation) Kontaktlinse mit 55% Wasser. 45% HEMA-Copolymer in einer gepufferten, nicht konservierten Kochsalzlösung mit Hyaluron (Natriumhyaluronat) zum Tragestragen.

Nehmen Sie die Linse vor dem Schlafengehen heraus. Verwenden Sie Ihre Linse nicht länger als 4 Wochen. Überschreiten Sie nicht die vom Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen täglichen Tragezeiten. Verwenden Sie die Linse nicht, wenn diese oder der Originalbehälter beschädigt, die Flüssigkeit nicht klar oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Lassen Sie Ihre Sehkraft und Linsen zweimal jährlich von einem Augenarzt kontrollieren. Falls Sie die Linse zum ersten Mal tragen, lassen Sie die Passform von einem Augenarzt bzw. Kontaktlinsenspezialisten überprüfen. Der UV-Schutz einer Kontaktlinse ersetzt nicht das Tragen einer Sonnenschutzbrille.

Vorbereitung
Vor dem Anpassen der Linse Hände sorgfältig waschen und trocknen, damit keine Keime an die Linse gelangen. Alle Gegenstände, die mit den Linsen in Berührung kommen, müssen keimfrei gehalten werden.

Linse aufsetzen
Nehmen Sie die Linse vorsichtig mit dem Finger aus dem Linsenbehälter (Blister oder Aufbewahrungsbehälter), ohne sie über den Rand zu ziehen, und berühren Sie die Linse nicht mit den Fingernägeln. Die Linse kann dabei beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht umgestülpt ist, und setzen Sie die Linse auf Ihre Fingerspitze.

Ziehen Sie das untere Lid nach unten und beugen Sie sich über einen Spiegel. Halten Sie beide Augen geöffnet. Ziehen Sie das Oberlid mit einem Finger der anderen Hand nach oben und schauen Sie dabei nach unten. Setzen Sie die Linse mit sanftem Druck auf die Hornhaut und lassen Sie die Lider langsam los. Verfahren Sie mit der anderen Linse ebenso.

Hinweis
Sind Sehschärfe oder Tragekomfort schlecht, überprüfen Sie, ob die linke mit der rechten Linse vertauscht bzw. ob sie umgestülpt ist. Hält der schlechte Tragekomfort an, entfernen Sie die Linsen und konsultieren Sie Ihren Augenarzt bzw. Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Linse abnehmen
Ziehen Sie das untere Lid nach unten und schauen Sie nach oben. Schieben Sie die Linse vorsichtig in die Sklera (weiße Augenhaut) und nehmen Sie die Linse vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger heraus.

Reinigung, Desinfektion und Pflege von Kontaktlinsen
Lassen Sie sich von Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten beraten und folgen Sie dessen Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeanweisungen. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen nur gelegentlich tragen, fragen Sie den Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten nach der richtigen Aufbewahrungsort.

Aufbewahrung
Benutzen Sie ausschließlich die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene Aufbewahrungsart und -flüssigkeit und befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung der Pflegemittel. Die Lösung, in der die Linsen lagern, muss nach Herstellerangaben erneuert werden. Die Linsen müssen vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Der Kontaktlinsenbehälter muss stets in hygienisch einwandfreiem Zustand sein und nach jedem Gebrauch mit einem Kontaktlinsenpflegemittel gereinigt werden (Anwendungshinweise des Pflegemittels sind zu beachten). Der Kontaktlinsenbehälter sollte monatlich ausgetauscht werden.

Gegenanzeigen
Linsen nicht tragen bei Verletzungen, Infektionen und Entzündungen des Auges, veränderter Hornhautsensibilisierung, mangelndem Tränenfluss,

Allgemeinerkrankungen, soweit diese mit geschwächter Abwehrlage einhergehen. Bei Liddefekten und Hornhauterkrankung nur nach Absprache mit Ihrem Augenarzt verwenden.

Wechselwirkungen
Werden Arzneimittel über einen längeren Zeitraum genommen, kann diese eine Veränderung des Tränenfilms bewirken und die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen. Informieren Sie Ihren Augenarzt, welche Arzneimittel Sie nehmen. Prinzipiell dürfen medizinische Augentropfen nicht über die Kontaktlinsen getropft werden. Für Ausnahmen fragen Sie Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen
Bei Veränderung des Tragekomforts, übermäßigem Tränenfluss, stärkeren Rötungen, Verschlechterung des Sehvermögens oder Auftreten von allergischen Reaktionen Kontaktlinsen herausnehmen und Augenarzt aufsuchen.

Warnhinweise
Kontaktlinsen:
• nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind
• dürfen nur von einer Person genutzt werden
• und Kontaktlinsenbehälter nicht mit Chemikalien oder Wasser in Verbindung bringen
• weder mit Speichel noch mit unsterilem Wasser, etwa aus der Leitung, im Whirlpool, Schwimmbecken oder beim Wassersport usw., in Berührung bringen und nicht befeuchten (Risiko einer mikrobiellen Infektion)
• nicht mit Haarspray, Kosmetika oder aerosolhaltigen Sprays in Kontakt bringen
• unmittelbar nach Kontakt mit reizenden Dämpfen, z. B. chemischen oder gefährlichen Substanzen, oder Kontakt mit einer Umgebung mit Auswirkung auf die Augen abnehmen
• nicht einfräsen lassen (Bruchgefahr nach Auftauen!)
• nicht kochen
• nicht während des Schlafens tragen
• außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Wechseln Sie Kontaktlinsentyp und -pflegesystem nicht ohne Rücksprache mit einem Kontaktlinsenspezialisten. Bei Augenreizungen Linsen aus den Augen nehmen und Augenarzt aufsuchen.

Achten Sie beim Schwimmen darauf, eine wasserdichte Schwimmbrille zu tragen, um einen Verlust oder ein Verschmutzen der Kontaktlinsen zu vermeiden.

Reklamationen
Die Lotnummer auf dem Blister dient der zügigen Bearbeitung Ihres Anliegens.

Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12, D-63543 Neuburg

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at



Stand: 01.08.2021

MƏSİCİNİ
KONTAKTNI ČOČKA

- **Kontaktní čočka s integrovanou UV ochranou.**
- **Z obzvlášť měkkého materiálu, který zajišťuje vysokou propustnost pro kyslík.**
- **Rychlá adaptace oka na kontaktní čočku.**
- **Vysoká fyziologická snášenlivost.**

Oblasti použití
Ke korekci krátkozrakosti. Balení obsahuje sterilní kontaktní čočku k dennímu nošení s 55% vodou, 45% HEMA – kopolymeru v pufovaném, nekonzervovaném roztoku chloridu sodného s hyaluronem (hyaluronát sodný).

Vyjímáte kontaktní čočku před spaním. Nepřekračujte dobu nošení delší než 4 týdny. Nepřekračujte denní dobu nošení, kterou Vám určí kontaktolek. Nepoužívejte při porušení obalu čočky, v případě kdy tekutina není čirá nebo po uplynutí doby použitelnosti.

Navštěvujte dvakrát ročně očního lékaře, aby Vám zkontroloval zrak a čočku. Před prvním použitím navštivte očního lékaře popř. kontaktolekta, který zkontroluje, jak čočka sedí na rohovce, UV ochrana nenahrazuje sluneční brýle.

Příprava
Než začnete s čočkou manipulovat, důkladně si omýjte a osušte ruce, abyste kontaktní čočku nekontaminovali zárodky. Všechny předměty, které se dostanou do styku s čočkou, musí být udržovány sterilní.

Nasazování čočky
Prstem vyjměte opatrně čočku z obalu (blister nebo nádobka na uchování), netepla je za okraj. Nedotýkejte se čočky nehty, čočka by se mohla porušit. Dejte pozor, aby se čočka neobrátla. Položte si čočku na špičku prstu. Dolní oční víčko stáhněte dolů, nakaňte se k zrcadlu, mějte obě oči otevřené, horní víčko nadzvedněte druhou rukou a podívejte se směrem dolů. Čočku přiložte na rohovku jemným přitlaččením. Stejně postupujte u druhé čočky.

Upozornění
V případě zhoršené ostrosti vidění nebo zhoršeného komfortu při nošení, zkontrolujte, zda nedošlo k záměně levé a pravé čočky popř. jestli nedošlo k otočení čočky. Při nepřijímání pocitu na oku, čočky vyjměte a konzultujte s očním lékařem popř. Vaším kontaktoletem.

Vyjmutí čočky
Spodní víčko stáhněte dolů, podívejte se směrem nahoru a posuňte čočku opatrně z rohovky na bělmo. Opatrně odejměte čočku špičkou palce a ukazováčku.

Čištění, dezinfekce a péče o kontaktní čočky
Informujte se u svého očního lékaře nebo kontaktolekta a řiďte se jeho pokyny k čištění, dezinfekci a péči o čočky. Pokud používáte Vaše kontaktní čočky pouze příležitostně, informujte se u Vašeho očního lékaře nebo kontaktolekta, jak je máte správně uchovávat.

Skladování
Kontaktní čočky skladujte výhradně způsobem a prostřednictvím tekutiny na základě doporučení kontaktolekta a dodržujte bezpodmínečně pokyny k používání prostředků, které jsou určeny pro péči o čočky. Roztok, ve kterém je čočka uložena, vyměňte podle pokynů výrobce. Čočka musí být zcela ponořena do roztoku. Pouzdro s kontaktní čočkou musí být vždy v nezavádném hygienickém stavu. Po každém použití pouzdro

očistěte (dle pokynů k použití prostředků určených pro péči o čočky) a jednou za měsíc vyjměte.

Kontraindikace
Čočky nepoužívejte při poranění, infekci a zánětu očí, při změně senzibilizaci rohovky, nedostatečné tvorbě slz, při onemocnění, která jsou spojena se sníženou obranyschopností. Při oční vadě a onemocnění rohovky používejte pouze po konzultaci s Vaším očním lékařem.

Interakce
Pokud užíváte dlouhodobě léky, může dojít ke změně slzného filmu a tím i ke změně snášenlivosti čočky. Informujte svého očního lékaře o lécích, které užíváte. V zásadě platí - oční kapky nekapejte přes kontaktní čočky. Vyjímky konzultujte s Vaším očním lékařem.

Vedlejší účinky
Při změně citlivosti oka na čočku, nadměrném slzení, silnějším zarudnutí, zhoršeném vidění nebo výskytu alergických reakcí vyjměte kontaktní čočku a vyhledejte očního lékaře.

- Bezpečnostní upozornění:**
- Nepoužívejte poškozené kontaktní čočky.
 - Čočky smí používat pouze osoba, pro kterou byly určeny.
 - Zamezte kontaktu nádobky na čočky s chemikáliemi nebo vodou.
 - Zamezte kontaktu a nezhlcujte slinami ani nesterilní vodu z vodovodu, vřívky, bazénu nebo při vodním sportu (riziko mikrobiální infekce).
 - Zamezte kontaktu se sprejem na vlasy, kosmetikou nebo spreji obsahující aerosoly.
 - Vyvarujte se bezprostřednímu kontaktu s dráždivými parami např. chemickými nebo nebezpečnými substancemi nebo kontaktu s oklím, které má vliv na oči.
 - Chraňte před mrazem (nebezpečí prasknutí při rozmraznutí).
 - Kontaktní čočky nevařte.
 - Nepoužívejte během spánku.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Typ kontaktních čoček a systém péče o kontaktní čočky nemějte bez konzultace s kontaktoletem. V případě poddrážení očí vyjměte čočku a vyhledejte očního lékaře. Při plavání dejte na to, abyste použili vodočesné plavěcké brýle, abyste zamezili ztrátě nebo znečištění kontaktních čoček.

Reklamacce
Lot číslo na obalu slouží k rychlému vyřízení reklamace.

Vysvětlivky symbolů viz níže
D = Optická mohutnost (= síla dioptrie)
BC DIA LOT = Zákldní zakřivění
= Průměr v mm
= Číslo šarže
= Použití do data
= Pozor, cití návod k použití.
= Sterilizovaným teplem (pomocí autoklávu)
= Výrobce

Distributor pro ČR
dm drogerie markt s.r.o.,
Jeronýmova 1485/19,
370 01 České Budějovice,
www.dm.cz

Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12, D-63543 Neuburg, Německo

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at



Stand: 01.08.2021

MESAČNÉ
KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

- **kontaktné šošovky s integrovanou UV ochranou**
 - **z obzvlášť měkkého materiálu prepúšťajúceho kyslík**
 - **krátka doba navyknutia na šošovky**
 - **vysoká fyziologická znášanlivosť**
- Možnosti využitia**
Korekcia krátkozrakosti. Škatulka obsahuje 1 sterilní kontaktní šošovku zloženú z 55 % vody a 45 % HEMA kopolyméru uloženú v nekonzervovanom pufovanom

soľnom roztoku obohatenom kyselinou hyaluronovou.

Kontaktné šošovky nenoste dlhšie, ako je predpísané obdobie 4 týždňov. Počas dňa nenoste šošovky dlhšie, ako Vám odporučí očný lekár. Šošovky pred spaním vyberte. V prípade poškodenia šošovky, samotného balenia šošovky, alebo v prípade uplynutia doby spotreby šošovkyďalej nepoužívajte. Odporúčaná kontrola zraku u očního lékaře – dvakrát ročně. V prípade,že kontaktné šošovky idete použiť prvý raz, mal by vhodný tvar šošovky určiť očný lékař. UV ochrana nenahradzá slnečné okuliare.

Příprava
Předtým, ako sa šošovky dotknete, dôkladne si umyte ruky, aby sa na šošovku nedostali žiadne baktérie. Všetky predmety, ktoré sa dostanú do kontaktu so šošovkami, musia byť bez baktérií (sterilné).

Nasadenie kontaktné šošovky
Kontaktnú šošovku vyberte z nádobky (obalu alebo puzdra na šošovky) tak, aby ste ju nepretiahli cez okraj a zároveň sa jej nedotkli nechtami. Šošovka by sa týmto mohla poškodiť. Dávajte pozor, aby sa pri vyberaní neohla, následne ju u nasadte na špičku prsta. Dolné viečko potiahnite nadol a skloňte sa nad zrkadlo. Obidve oči majte otvorené. Následne nadvihnite horné viečko a pozorajte sa pritom smerom nadol. Šošovku nasadte jemným zatlačením na rohovku a pomaly posuňte viečko. Pri ďalšej šošovke postup zopakujte.

Upozornenie
V prípade rozmanitého videnia alebo nepríjemných pocitov pri nošení skontrolujte, či ste si nezamienili ľavú a pravú šošovku, alebo či nedošlo k ohnuto šošovky. V prípade, že nepríjemný pocit pretrváva, vyhľadajte, príslom, očního lékaře.

Vyberanie kontaktné šošovky
Spodné viečko potiahnite nadol, pozorajte sa smerom hore a zároveň šošovku opatrne presuňte do oblasti očního bielka (skléra). Následne šošovku opatrne vytiahnite končekmi ukazováka a palca.

Čistenie, dezinfekcia a ošetroenie kontaktných šošoviek
Poradte sa prosím s očním lékařem a ríadte sa jeho odporúčaniami k čisteniu, dezinfekci a ošetrovaniu kontaktných šošoviek. V prípade, že kontaktné šošovky nepĺaňujúte nosiť pravidelne, poradte sa s očním lékařom, ako ich správne skladovať.

Uchovávanie

Pri skladovaní šošoviek sa riadne odporúčaniami očného lekára a pri použití oštrujúcich produktov sa riadne prislúchajúcim návodom na použitie. Roztok, v ktorom budete šošovky uchovávať, vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu. Šošovky musia byť kompletne pokryté roztokom. Puzdro na kontaktné šošovky uchováajte v bezchybnom hygienickom stave, po každom použití ho vyčistíte a roztok vymieňajte 1x mesačne.

Contraindikácie

Šošovky nenoste v prípade poranenia, infekcie, zápalu oka, zmenenej citlivosti rohovky, nedostatočnom zasterzení oka, v prípade bežných ochorení, ktoré sú spravidlane oslabenou obrannyschopnosťou. V prípade poškodení viečka a pri ochoreniach rohovky sa pred použitím poraďte s očným lekárom.

Interakcie

Dlhodobé liečenie užívajenie liekov môže viesť k zmenám slzného filmu, čo môže ovplyvniť znášalivnosť šošoviek s okom. O užívaní liekov informujte svojho očného lekára. V zásade by ste očné kvapky (medicínske) nemali kvaokat na šošovky. Vo výnimkových prípadoch sa poraďte s očným lekárom.

Vedľajšie účinky

V prípade, že počas nosenia šošoviek dôjde k nepriemnnym pocitom, najmämeniu slzenia, silnejšiemu začervenaniu, zhoršeniu videnia alebo v prípade alergickej reakcie vyberte kontaktné šošovky a vyhládajte očného lekára.

Upozornenia:

- Nepoužívajte poškodené kontaktné šošovky.
- Šošovky by mala používať len 1 osoba.
- Objaťe na to, aby sa nádobka na kontaktné šošovky nedostala do kontaktu s chemikáliami alebo s vodou.
- Zabráňte kontaktu s chemikáliami, slinami a nesterilnou vodou (z vodovodu, viriviek, bazénov a pri vodných športoch) a nevhlčite (hrozi riziko mikrobiálnej infekcie).
- Počas nosenia šošoviek sa vyvarujte rozprašovaniu sprejov na vlasy, kozmetiky a sprejov na báze aerosólov v blízkosti očí.
- Po kontakte s dráždivými výparmi, napr. chemickými a nebezpečnými látkami, pri kontakte s prostriedmi s vplyvom na oči, šošovky okamžite vyberte.
- Nezmrázajte šošovky (hrozi, že po roztopení sa šošovka poškodí (zlomí)).
- Šošovky nevarujte.

- Nepoužívajte počas spánku.
- Skladujte mimo dosahu detí.

Typ kontaktné šošovky a typ oštrujúcich produktov nemeňte bez predchádzajúcej konzultácie s očným lekárom. V prípade podráždenia očí vyberte šošovku z oka a vyhládajte očného lekára. Pri plávaní dbajte na to, aby ste použili vodotesné okuliare, predidete tým strate alebo znečisteniu šošoviek.

Reklamácie

Číslo šarže na obale slúži na rýchle vybavenie reklamácie. Prístup kvality Sortiment výrobkov VISIOMAG podlieha prísnyim kvalitatívnym kontrolám a klinickým testom, zodpovedá preto najvyšším kvalitatívnym požiadavkám.

Distribútor

dm drogerie markt s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava

Symbols použité na obale SYMBOL = VÝZNAM

-  = Výrobca
-  = Označuje CE značkou a čistom notifikovanej osoby
-  = Číslo výrobnéj dávky
-  = Použitelné do (RRRR-MM-MM-mesiac)
-  = Sterilizované suchým teplom alebo parou
-  = Upozornenie: Pozrite návod na použitie

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuberg, Nemecko

 0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76185 Karlsruhe
www.dm.de/de/visionmag

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

  0482

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 01.08.2021

SI MESEČNÉ KONTAKTNE LEČE

- Kontaktné leče z vgrajeno UV-zaščitou.
- Iz zelo mehkega materiala, ki dobro prepušča kisik.
- Kratek čas pririvanja.
- Vysoka fiziološka združljivost.

Področja uporabe

Za korekcijo kratkovidnosti. Pakiranje vsebuje eno sterilno (sterilizirano na pari) kontaktno lečo s 55 % vsebnostjo vode, 45 % HEMA Copolymer v puferni, nekonzervirani fiziološki raztopini s hialuronom (natrijev hialuronat).

Leče so namenjene dnevnemu nošenju.

Pred spanjem leče odstranite. Leč ne uporabljajte dlje kot 4 tedne. Leč dnevno ne nosite dlje, kot vam priporoča okulist. V primeru, da je poškodovana leča, posamična embalaža, če tekočina, v kateri je leča, ni čista ali pa je potekel datum uporabnosti, leč ne smete več uporabljati. Videl in prileganje leč pri okulistu preverite dvakrat letno. Če leče nosite prvič, prileganje preverite pri okulistu. UV zaščita ne nadomešča sončnih očal.

Priprava

Preden se leče dotaknete, temeljito umijte roke in jih osušite, da na lečo ne naneseite klic. Vsi predmeti, ki pridejo v stik z lečami, morajo biti sterilni.

Vstavljanje kontaktnih leč

Lečo s prstom previdno vzemite iz originalne embalaže ali posode za shranjevanje. Pazite, da je ne vlečete preko roba posode in se je ne dotikate z nohti. Lečo lahko pri tem namreč poškodujete. Pazite, da je pravilno obrnjena in jo položite na konico prsta. Spodnjo veko pategnite navzdol in se približajte ogledalu. Ob oči imajte odprti. Nato zgornjo veko s prstom druge roke pategnite navzgor, pri tem glejte navzdol. Lečo z nežnim pritiskom položite na roženico. Veki počasi spustite. Pri drugi leči postopek ponovite.

Opozorilo

Če slabo vidite ali je nošenje leč neprijetno, preverite, da niste zamenjali leve in desne leče ali pa se vam je leča morda pri nameščanju obrnila. Če težave trajajo, leče odstranite in se posvetujte s svojim okulistom.

Odstranjevanje leč

Spodnjo veko pategnite navzdol, pri tem poglejte navzgor in lečo potisnite na območje belonice. S konico palca in kazalca lečo pazljivo odstranite.

Čiščenje, dezinfekcija in nega kontaktnih leč

O tem se posvetujte z okulistom in upoštevajte njegova navodila. Če kontaktné leče nosite le občasno, se o pravilnem shranjevanju posvetujte z okulistom.

Shranjevanje

Leče shranjujte le na način in v uporabljajie le tekočino za shranjevanje, ki vam ju priporoča vaš okulist.

Nujno upoštevajte navodila za uporabo sredstev za nego leč. Raztopino, v kateri shranjujete kontaktné leče, zamenjajte v skladu z napotki proizvajalca. Leče morajo biti v celoti prekrите s tekočino. Posoda za shranjevanje leč mora biti vedno higiensko čista in jo morate po vsaki uporabi očistiti z negovalnimi sredstvi za leče (upoštevajte navodila za uporabo, navedena na embalaži posamičnih negovalnih izdelkov) ter mesečno zamenjati.

Kontraindikacije

Leč ne nosite pri poškodbah, infekcijah, vnetjih oči, spremembi občutljivosti roženice, suhih očeh in splošnih boleznih, če so povezane s slabšo odpornostjo. Pri poškodovanih vekah ali boleznih roženice leče uporabljajte le po dogovoru z okulistom.

Medsebojno učinkovanje

Če dlje časa jemljete zdravila, lahko to vpliva na solzni film in tudi na to, kako prenašate kontaktné leče. Okulista obvestite o tem, katere zdravila jemljete. Načeloma kapljic za oči ne smete nanašati preko kontaktnih leč. Glede izjem se posvetujte s svojim okulistom.

Stranski učinki

Če leče niso udobne za nošenje, pri prekomernem solzenju, močnejši prdelosti oči, poslabšanju vida ali pojavu alergijskih reakcij, kontaktné leče odstranite in se posvetujte z okulistom.

Varnostna opozorila:

- Ne uporabljajte poškodovanih kontaktnih leč.
- Leče lahko uporabljate le ena oseba.
- Preprečite stik leč in posod za shranjevanje leč s kemikalijami ali vodo.

- Preprečite stik in ne vlažite jih s slino, nesterilno vodo, npr. iz vodovoda, džakuzija, bazena ali med vodnimi sporti itn., saj tvegate mikrobo okužbo.
- Preprečite stik leč z razpršilci za lase, kozmetičnimi izdelki ali spreji, ki vsebujejo aerosole.
- Leče odstranite takoj po stiku z dražičimi hlapi, npr. kemičnimi ali nevarnimi snovmi ali po stiku z okoljem, ki vpliva na oči.
- Preprečite, da bi leče zmrzile (po od-tajanju obstaja nevarnost lomljenja).
- Leč ne kuhajte.
- Leč ne nosite med spanjem.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

Pred menjavo vrste kontaktnih leč in izdelkov za nego leč se posvetujte z okulistom. Če se pojavi izdelje oči, leče odstranite in obiščite okulista. Pri plavanju nosite vodotesna plavalna očala, da kontaktnih leč ne izgubite ali da se ne umazejo.

Reklamacije

St. štee iz oz. lot na zunanji embalaži po-maga pri hitrejši razrešitvi reklamacij.

Dobavitelj

dm drogerie markt d.o.o.,
Litostrojska cesta 48,
SI – 1000 Ljubljana.

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuberg, Nemčija

 0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/de/visionmag

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

  0482

Datum izdaje: 01.08.2021

RO LENTILE DE CONTACT LUNARE

- Lentile de contact cu protecție UV integrat.**
- Lentile de contact moi permeabile la oxigen.**
- Perioadă de acomodare scurtă.**
- Compatibilitate fiziologică ridicată.**

Informații despre produs

Pentru corectarea miopiei. Pachetul conține lentile de contact sterile cu 55 % apă, 45 % soluție tamponată HEMA copolimer, nu conține conservanți salini, îmbogățit cu hialuron. Perioada de purtare a lentilelor nu trebuie să depășească perioada prescrisă de purtare de 4 săptămâni. Lentilele sunt destinate utilizării pe timpul zilei, specialistul în lentile de contact recomandă a nu se depăși timpul zilnic de purtare. Îndepărtați lentilele înainte de culcare. În cazul în care lentila sau ambalajul prezintă semne de deteriorare sau perioada de valabilitate a trecut, a nu se mai utiliza lentilele. Controlul oftalmologic trebuie făcut de două ori pe an de către un specialist. Atunci când utilizați pentru prima dată lentile potrivire acestora trebuie făcută de un specialist/oftalmolog. Protecția UV nu înlocuiește ochelarii de soare.

Manevrarea lentilelor de contact Înainte de a atinge lentila apătați și uscați bine mâinile, astfel încât să nu ajungă microbi pe lentile. În cazul în care ambalajul este deteriorat vă rugăm să returnați produsul. Vă recomandăm să păstrați ambalajul.

Mod de utilizare

Scoateți lentila cu ajutorul degetului din suport. Asigurați-vă că lentila nu este înțoasă pe dos. Așezați lentila de contact pe vârful degetului. Trageți ușor în jos de pleoapa inferioară. Țineți ambii ochi deschiși. Cu arătătorul sau degetul mijlociu ridicați pleoapa superioară în timp ce vă uitați în jos. Cu o ușoară presiune așezați lentila pe corneea. Eliberați ușor pleoapa. Procedați la fel și cu cealaltă lentilă.

Observații

În cazul în care acuitatea este slabă verificați lentila stângă și cea dreaptă. Dacă simțiți o presiune sau inconfort asigurați-vă că lentila nu este pe dos. În cazul în care starea de disconfort persistă consultați medicul oftalmolog sau specialistul.

Îndepărtarea lentilei

Trageți de pleoapă inferioară, în timp ce priviți în jos astfel ca lentila să

alunece în scleră (partea albă a ochiului). După aceea cu ajutorul degetului mare și a arătătorului, scoateți cu atenție lentila.

Curățarea dezinfectarea și întreținerea lentilelor

Vă rugăm întrebați medicul oftalmolog sau specialistul. Folosiți doar produse speciale de îngrijire recomandate de specialiști. Dacă nu purtați lentilele de contact în mod regulat consultați medicul oftalmolog.

Notă

Soluția în care se păstrează lentilele de contact, trebuie reinnot în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Lentilele trebuie să fie complet acoperite cu lichid. Lentilele trebuie păstrate întrun mediu igienic, curățate după fiecare utilizare și înlocuite lunar. Vă rugăm să respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare.

Contraindicații

În caz de accidentare, infecție, inflamție, deteriorări ale vederii, sensibilitate a corneei, lipsă de lacrimare, boli sistemice, ca cele asociate unui sistem imunitar scăzut. În cazul de boli ale pleoapei sau ale corneei consultați oftalmologul.

Interacțiuni

Consumul de medicamente pe o perioadă lungă de timp poate provoca o schimbare a filmului lacrimal și poate influența tolerabilitatea lentilelor de contact. Informați medicul oftalmolog despre medicamentele pe care le luați. A nu se pune picături de ochi peste lentilele de contact. În cazuri excepționale întrebați oftalmologul.

Efecte secundare

La schimbările zilnice, lacrimarea excesivă, roșeață puternică, deteriorarea vederii sau apariția unor reacții alergice îndepărtați lentila de contact și consultați oftalmologul. În caz contrar riscați deteriorarea ochilor.

Avertisment:

- A nu se utiliza lentile de contact deteriorate.
- Lentilele trebuie folosite de o singură persoană.
- Lentilele de contact nu se umedesc cu soluții chimice, apă de la robinet sau cu salivă.
- Nu practicați sporturi de apă purtând lentilele. (Risc de infecție microbiană!)

- A se evita contactul cu fixativ, cosmetice sau spray cu aerosoli.
- A se feri de înghet (risc de crăpăre după decongelare).
- A nu se fierbe.
- A nu se purta în timpul somnului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se schimba tipul de lentile de contact sau sistemul de îngrijire fără a vă consulta cu un specialist în lentile de contact. Dacă la introducerea lentilei ochii se irită consultați oftalmologul.

Reclamații

Numărul lotului de pe blister ajută la o procesare mai rapidă a plângerilor.

Produs pentru

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe

Importator și distribuitor

S.C. dm drogerie markt S.R.L., Str. Palermo FN, DN 59, 300 517 Timișoara, România

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuberg

 0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/de/visionmag

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

  0482

Datum izdaje: 01.08.2021

Versiune: 01.08.2021

