

**Gebrauchsinformation:**  **Medizinprodukt** **Wärmeplaster**   - Zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen - Entspannt verkrampfte Muskulatur und löst Verspannungen - Tiefenwirksam und wohltuend - Gleichmäßige und wohlhabende Langzeitwärme   Mivolis Wärmeplaster spenden bis zu 12 Stunden wohltuende Tiefenwärme und tragen zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen bei. Schmerzen durch Verletzung, Entzündungen, Zerrungen, Versteifungen und Arthritis hin. Da die Plaster sind flexibel und unterschiedlichen Körperstellen einsetzbar und ermöglichen sie ein gezieltes Anbringen am Schmerzpunkt. Selbstverbrennend und hautfreundlich.  **Anwendungshinweise:**   - Wärmeplaster aus der Einzelverpackung entnehmen. - Die Plaster auf den betroffenen Schmerzpunkt mit der Klebesseite auf die Haut auflegen und vorsichtig anziehen. Achten Sie darauf, dass sich die Wärmestoffe nicht überlappen. - Es kann bis zu 30 Minuten dauern, als das Plaster die therapeutische Temperatur erreicht. Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine Tragedauer von 12 Stunden. Nicht länger als 12 Stunden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums tragen. Legen Sie das Plaster flach auf Ihrer Haut. Fertig verklebt bündeln Sie es nicht, da es das Risiko von Verbrennungen erhöht wird. Nur zum einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch entsorgen.   **Hinweise:**   - Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen. - Außerhalb der Reichweite von Kindern, Babys und Tieren aufbewahren. - Nicht in der Mikrowelle erwärmen. - Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder bei unzureichender Anwendung Rötung oder leichte Hautverbrennungen verursachen. - Nicht während des Schlafs benutzen. - Überprüfen Sie regelmäßig die Haut während der Anwendung. - Fragen Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Kreislaufproblemen, Herzkrankheiten oder rheumatischen Arthritis leiden oder wenn Sie schwanger sind. - Bei Personen oder Drienen entfernen Sie das Produkt sofort von der Haut. - Das Plaster enthalten Eisen, das beim Verschlucken schädlich sein kann. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen und Giftnotzentrale kontaktieren. - Wenn die Hände des Wärmeplasters mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, sofort mit Wasser ausspülen. - Entfernen Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle oder versuchen Sie es nach dem Gebrauch nicht erneut zu erhitzen, da die Wärmeplaster Feuer fangen können. - Nach dem Vorsorge im Restmüll entsorgen.   **Warnhinweise:**  Gegenindikationen: Wärmeplaster sollten nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen sind, wie z.B. Personen mit Kreislaufproblemen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Bei der Behandlung von Kindern ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.  **Bei der Anwendung dieses Produkts:**   - Der Halt reguliert auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen. Stellen Sie in diesem Fall die Anwendung ein. - Wenn das Produkt sich auf der Kleidung befindet, entfernen Sie es auf der Kleidung. - Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus. - Entfernen Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle, um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden.   **Nicht verwenden:**   - bei beschädigtem Plaster oder beschädigter Verpackung. - länger als 12 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden. - zusammen mit Schmerzmitteln, Cremes, Salben oder medizinischen Lotionen. - bei Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb der letzten 48 Stunden aufgetreten sind.	**Produkt präsentiert používat a parádě s lekářem v případě,**   - že bolest zesílí nebo přetrvá déle než 7 dní. - že se objeví priznaky, palení, otok, vyrážka nebo jiné kožní změny.   **Příprava a skladování**   - a větránek prosloušat a přeprovádat při pokojové teplotě v suchém a větránam prostředí.   **Složení:** Zelezni prášek, aktivní uhlí, kremelina, sůl, voda.  Obsah: 2 kusy po 9,5cm x 13cm.  Vyrobeno v Číně.  Poslední aktualizace informací: duben 2023  **(@) Dispositivo medico** **Cerotto termico**   - Per il sollievo di dolori muscolari e articolari lievi - Rilassa i muscoli tesi e scioglie le tensioni - Profondamente efficace e benefica - Calore uniforme e benefico a lungo termine   I cerotti termici Mivolis donano un profondo calore benefico fino a 12 ore, contribuendo così ad alleviare dolori muscolari e articolari e dolori dovuti a sovraccarico/sovratensione, stanchezza, distorsioni ed edemi. I cerotti possono essere applicati su diverse parti del corpo e consentono quindi un'applicazione mirata al punto di dolore. Auto-riscaldante e studiato sulla pelle.  **Istruzioni d'uso:**   - Rimuovere il cerotto termico dalla confezione singola. - Rimuovere la pellicola protettiva. - Applicare il cerotto direttamente sul punto dolente con il lato adesivo sulla pelle e premere delicatamente. Assicurarsi che gli elementi riscaldanti non si spostino dalla pelle.   Il cerotto può impiegare fino a 30 minuti per raggiungere la temperatura terapeutica. Per la massima efficacia, si consiglia un periodo di utilizzo di 12 ore. Non indossare mai più di 12 ore nell'arco delle 24 ore. Applicare il cerotto sulla pelle. Non piegare o appallottolare il prodotto per non aumentare il rischio di ustioni. Esclusivamente monouso. Consultare un medico prima della sua applicazione.  **Precauzioni:**   - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua. - Non riscaldare il prodotto nel microonde e non cercare di riscaldarlo nuovamente dopo l'uso, poiché i cerotti termici potrebbero prendere fuoco. - Consigliare di pulire il cerotto dopo l'utilizzo. - Non usare il cerotto con i bambini. - Questo prodotto può causare ustioni. - Terre fuori dai punti di bambini, neonati e animali. - Non riscaldare nel microonde. - Questo prodotto può causare bruciure, arrossamento e lievi ustioni cutanee in persone con pelle sensibile o se usato in modo imprudente. - Non riscaldare nei vicini di corpi a fuoco. - Non applicare il cerotto termico per più di 12 ore. - Controllare periodicamente la pelle durante l'uso. - Il cerotto contiene zolfo, che può essere nocivo se ingerito. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveneno. - Se il cerotto entra in contatto con le pelli o gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua.