



Coronavirus (2019-nCoV)-Antigenest-Instructions for use

REF
HGGC134S0101 (1T/Kit)
HGGC134S0105 (5T/Kit)
HGGC134S0120 (20T/Kit)
HGGC134S0140 (40T/Kit)

SPECIMEN COLLECTION




COMPONENTS




Instructions for Use
SARS-CoV-2 antigen test cassette




TEST STEPS




Please wash and dry your hands thoroughly before the test.



Soak the swab in the buffer for at least 15 seconds, stir the swab several times, and squeeze the swab head 3 times.




When remove the swab, squeeze the sides of the sampling tube.




Close the sampling tube with the tube lid



Open the foil pouch and place the test cassette on a flat surface.




Open the tube lid at the front end of the sampling tube, and drop 4 drops of the treated sample into the sample well (S) of the test cassette.




After reacting at room temperature for 15 minutes, observe the results. A result after 30 minutes is invalid.




Please scan the QR code to watch the operation video.




Take the swab out of the package and do not touch the sampling end.




Carefully insert the swab 1.5 cm into the nostril until resistance is felt. Under moderate pressure, swab the surface of the nostril 4 to 6 times for at least 15 seconds.



Repeat sampling with the same swab in the other nostril.




Open the larger end of the sampling tube, and insert the swab after collecting the sample into the sampling tube.




Open the larger end of the sampling tube, and insert the swab after collecting the sample into the sampling tube.




After the test, pack all the components of this test in the Biohazard specimen bag for contaminated waste and dispose of this bag closed with the residual waste. Not reusable.




When remove the swab, squeeze the sides of the sampling tube.




Wash or disinfect hands again.




Positive: Two red bands appear in the result window, as shown in Fig. 1: a red or magenta-colored line appears at the C-line and at the T-line, indicating that the antigen test result for the sample is a positive, and there is a suspected infection of COVID-19.



Negative: As shown in Fig. 2, if only a horizontal red line is visible in the control area (C), this can mean that you are negative or that the viral load is too low to be recognized by the test.



Invalid: As shown in Fig. 3, no line appears at position C (control area) in the result window, indicating that the test is invalid. This can be caused by a possibly incorrect test operation. Please repeat the test with a new test kit according to the instructions for use.



Invalid: As shown in Fig. 3, no line appears at position C (control area) in the result window, indicating that the test is invalid. This can be caused by a possibly incorrect test operation. Please repeat the test with a new test kit according to the instructions for use.

INTENDED USE

This kit for self-testing is used for in vitro qualitative determination of SARS-CoV-2 antigen in human anterior nasal swab samples. It can be used for rapid investigation of SARS-CoV-2 antigen from individuals suspected of COVID-19 within the first seven days of the onset of symptoms and the individuals without symptoms. Children and young people under the age of 18 should be supported by an adult.

MATERIALS PROVIDED

Components	1T/Kit	5T/Kit	20T/Kit	40T/Kit
SARS-CoV-2 antigen test cassette	1 test	5 tests	20 tests	40 tests
Sample extraction buffer	1 pcs	5 pcs	20 pcs	40 pcs
Disposable Sterile Swab	1 test	5 tests	20 tests	40 tests
Biohazard specimen bag	1 pcs	5 pcs	20 pcs	40 pcs
Instructions for Use	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs

PERFORMANCE

1.Exogenous/Endogenous Interference Substances studies: There was no interference for potential interfering substances listed below.
(1)Exogenous factor

No.	Exogenous factor	Interfering substances	Test conc.
1		Phenylphrine	100µg/mL
2	Nasal sprays or drops	Dexamethasone	100µg/mL
3		Saline nasal spray 0.9%	100µg/mL
4		Dexamethasone	2µg/mL
5	Nasal corticosteroids	Flunisolide	0.2µg/mL
6		Triamcinolone acetonide	0.2µg/mL
7		Mometasone	0.5µg/mL

(2)Endogenous factor

No.	Exogenous factor	Interfering substances	Test conc.
1	Automated disease	Human anti-mouse antibody (HAMA)	800 ng/mL
2	Serum protein	Whole Blood (human), EDTA anticoagulated	10% (v/v)

2.Cross-Reactivity & Microbial interference: There was no cross-reaction and interference with the potential cross-reacting microorganisms listed below.

No.	Crossing reacting substance	Strain	Concentration of cross reacting substance
1		HKU1	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
2		Z29E	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
3	Human coronavirus	OC43	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
4		NL63	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
5		SARS	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
6		MERS	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
7		H1N1	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
8	Influenza A	H3N2	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
9		H5N1	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
10		H7N9	2 × 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL

ACCESSORIES

Accessory	Manufacturer	EC-Representative	CE Mark
Swab	Zhejiang Gongtong Medical Technology Co., Ltd. NO.10 Bayuan Ave Huang yan 380020 Taizhou, Zhejiang PEOPLES REPUBLIC OF CHINA	Shanghai International Holding corp GmbH Effelstraße 80 20537 Hamburg Germany	CE

LITERATURE REFERENCE

1. Wu, C., Liu, Y., Yang, Y., Zhang, P., Zhong, W., Wang, Y., et al. (February 2020). "Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods". Acta Pharmaceutica Sinica B. doi:10.1016.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

When can I test myself?

You can always test yourself whether you have symptoms or not. Please note that the test result is a snapshot that is valid for this point in time. Tests should therefore be repeated in accordance with the requirements of the responsible authorities.

What do I have to pay attention to in order to get the most exact test result possible?

Always follow the instructions for use exactly. Perform the test immediately after collecting the sample. Put the drops from the sample tube only into the designated well of the test cassette. Dispense four drops from the sample tube. Too many or too few drops can lead to an incorrect or invalid test result.

How does the test work?

The N-protein of the SARS-CoV-2 virus reacts with the coating of the test line and leads to a color change, i.e. a red line appears. If the sample does not contain any virus proteins or antigens, no red test line (T) appears.

The test strip is very discolored. Why is this or what am I doing wrong?

The reason for a clearly visible discoloration of the test strip is that too large a quantity of drops has been dispensed from the test tube into the test cassette well. The indicator strip can only hold a limited amount of liquid. If the control line does not appear or the test strip is severely discolored, please repeat the test with a new test kit according to the instructions for use.

3. Coronavirus (2019-nCoV)-Antigenest- was compared to the RT-PCR test results. The clinical study involved 400 samples.

Item	Positive samples	Negative samples
Number	131	269
Sensitivity	96.95%	
Specificity	98.88%	
Accuracy	98.25%	

The layperson study involved 203 samples in total, including 24 positive samples and 179 negative samples. The feasibility study demonstrated that: 98.03% of non-professionals carried out the test without requiring assistance. 97.54% of the different types of results were interpreted correctly.

LIMITATIONS

1. The kit is a qualitative test that cannot quantify the concentration of SARS-CoV-2 antigen.
2. The test result of this kit is not the only confirmation indicator for clinical indications. If the test result does not match clinical evidence, it is recommended to perform additional tests to verify the result.
3. Children and young people under the age of 18 should be supported by an adult.
4. This test cannot be used for non-human samples.

ADDITIONAL REQUIRED EQUIPMENT

Need a clock or timer to see the time.

PRECAUTIONS

1. The kit is intended for in-vitro diagnostic use only. Please read the instructions for use carefully before test.
2. Please use the swab and sample extraction buffer included in this kit. Do not replace the sample extraction in this kit with components from other kits.
3. Use only undamaged test kits.
4. Operation should be strictly according to the instructions and different batches should not be mixed.
5. Do not drink the buffer at any time. If you drink, please consult a doctor immediately.

EXPLANATION OF SYMBOL

Symbol	Use by date	LOT	Batch	Consult instruction for use
	Content Sufficient for re-tests	Temperature limitation	REF	Catalog Number
	Manufacture date	Caution		Do not reuse
	CE Marking - IVDD 98/79/EC	Authorized representative in the European Community		Manufacturer
	For In Vitro Diagnostic Use	Keep away from sunlight		Keep dry
	Do not use if package is damaged	CE	CE mark	Sterilized using ethylene oxide

What should I do if I did the test but don't see a control line?
In this case the test result is to be considered invalid. This can be caused by a possibly incorrect test operation. Please repeat the test with a new test kit according to the instructions for use. If you have any further invalid test results, contact your doctor or a COVID-19 test center.

I am unsure of the interpretation of the results. What should I do?
If you cannot clearly determine the result of the test, contact the nearest medical facility using the rules of your local authority.

My result is positive. What should I do?
If a horizontal colored line is visible in the control area (C) as well as in the test area (T), your result is positive. There is currently a suspicion of a COVID-19 infection. Immediately take self-isolation measures in accordance with the local guidelines and immediately contact your general practitioner / doctor or the local health department in accordance with the instructions of your local authorities. Your test result will be checked by a PCR confirmation test and the next steps will be explained to you.

My result is negative. What should I do?
If only a horizontal colored line is visible in the control area (C), this can mean that you are negative or that the viral load is too low to be recognized by the test. If you experience symptoms such as headaches, migraines, fever, loss of sense of smell and taste, contact the nearest medical facility using the rules of your local authority. In addition, you can repeat the test with a new test kit. In case of suspicion, repeat the test after 1-2 days, as the coronavirus cannot be precisely detected in all phases of an infection. Distance and hygiene rules must still be observed.

Can this test cassette be reused or used by more than one person?
This test cassette is for single use and cannot be reused or used by more than one person.

Where do I dispose of the product?
The test kit can be disposed of with normal household waste.

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.
9th Building, No. 9 Tianfu Street, Biomedical Base, Daxing District, Beijing, 102602, P.R. China.

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 11, 48853 Münster, Germany


APPROVAL DATE AND REVISION DATE OF THE INSTRUCTION
Approved on September 2021.
Version number: V. 2021-09-01[Eng]



Coronavirus (2019-nCoV)-Antigenest-Mode d'emploi

REF
HGGC134S0101 (1T/Kit)
HGGC134S0105 (5T/Kit)
HGGC134S0120 (20T/Kit)
HGGC134S0140 (40T/Kit)

COLLECTE DES ÉCHANTILLONS



Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent être soutenus par un adulte.

COMPOSANTES




Mode d'emploi
Cassette de test antigénique SARS-CoV-2




ÉTAPES DE TEST




Veillez vous laver et vous sécher soigneusement les mains avant le test.




Ouvrez l'extrémité la plus large du tube de prélèvement, et insérez l'écouvillon après avoir récupéré l'échantillon dans le tube de prélèvement.



L'écouvillon est trempé dans le tampon pendant au moins 15 secondes, remuez l'écouvillon plusieurs fois, et pressez la tête de l'écouvillon 3 fois.




Lorsque vous retirez l'écouvillon, appuyez sur les côtés du tube d'échantillonnage.




Fermez le tube de prélèvement avec le couvercle du tube



Ouvrez le sachet en aluminium et placez la cassette de test sur une surface plane.



Ouvrez le couvercle du tube à l'extrémité avant du tube d'échantillonnage et déposez 4 gouttes de l'échantillon traité dans le puits d'échantillon (S) de la cassette de test.



Après avoir réagi à température ambiante pendant 15 minutes, observez les résultats. Un résultat après 30 minutes est invalide.



Si le kit n'est pas conservé à température ambiante, équilibrez-le à température ambiante.




Veillez scanner le code QR pour regarder la vidéo de l'opération.



Sortez l'écouvillon de l'emballage et ne touchez pas l'extrémité du prélèvement.



Insérez délicatement l'écouvillon à 1,5 cm dans la narine jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir. Sous une pression modérée, tamponnez la surface de la narine 4 à 6 fois pendant au moins 15 secondes.




Répétez l'échantillonnage avec le même écouvillon dans l'autre narine.




Die farbigte Kappe des Röhrchens öffnen und den Tupfer mit der Probe in das Röhrchen tauchen.




Den Tupfer darin min. 15 Sek. einwirken lassen, dabei mehrfach drehen und 3 mal ausdrücken.




Bei der Entnahme des Tupfers das Röhrchen leicht zusammen drücken.




Das Röhrchen wieder mit dem farbigen Deckel verschließen.



Die durchsichtige Kappe des Röhrchens öffnen und 4 Tropfen in die Öffnung "S" der Testkassette geben.



Das Ergebnis kann nach 15 Min. abgelesen werden. Nach 30 Min. ist das Ergebnis ungültig.



Das Ergebnis kann nach 15 Min. abgelesen werden. Nach 30 Min. ist das Ergebnis ungültig.



Das Ergebnis kann nach 15 Min. abgelesen werden. Nach 30 Min. ist das Ergebnis ungültig.

Plateforme de SANTE Ministry
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
Portail de notification des événements
indésirables pour la santé:
https://signalement.social-sante.gouv.fr/ps
ig_ilm_utilisateurs/index.html#accueil

UTILISATION PRÉVUE

Ce kit d'autotest est utilisé pour la détermination qualitative in vitro de l'antigène SARS-CoV-2 dans des échantillons d'écouillonnage nasal antérieur humain. Il peut être utilisé pour une enquête rapide sur l'antigène du SRAS-CoV-2 chez les individus suspects de COVID-19 dans les sept premiers jours suivant l'apparition des symptômes et chez les individus sans symptômes. Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent être soutenus par un adulte.

MATÉRIEL FOURNI

Composantes	1T/Boîte	5T/Boîte	20T/Boîte	40T/Boîte
Cassette de test antigénique SARS-CoV-2	1 test	5 dépresses	20 dépresses	40 dépresses
Tampon d'extraction d'échantillon	1PCS	5 pièces	20 pièces	40 pièces
Écouvillon stérile jetable	1 test	5 dépresses	20 dépresses	40 dépresses
Sac d'échantillons Biohazard	1PCS	5 pièces	20 pièces	40 pièces
Mode d'emploi	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS

PERFORMANCE

1.Études sur les substances interférentes exogènes/endogènes : Aucune interférence n'a été constatée pour les substances interférentes potentielles énumérées ci-dessous.
(1)Facteur exogène

N°	Facteur exogène	Substances interférentes	Concentration du test
1		Phénylphrine	100 µg/mL
2	Sprays nasaux ou gouttes	Dexaméthasone	100 µg/mL
3		Spray nasal saline à 0.9%	100 µg/mL
4		Dexaméthasone	2 µg/mL
5	Corticostéroïdes nasaux	Flunisolide	0.2 µg/mL
6		Acétate de triamcinolone	0.2 µg/mL
7		Mometasone	0.5 µg/mL

(2)Facteur endogène

N°	Facteur endogène	Substances interférentes	Concentration du test
1	Maladie auto-immune	Anticorps humain anti-souris, HAMA	800 ng/mL
2	Protéine sérique	Sérum total (humain), EDTA anticoagulé	10% (v/v)

2 Réactivité croisée et interférence microbienne : Aucune réaction croisée ni d'interférence n'a été constatée avec les micro-organismes à réaction croisée potentielle qui sont énumérés ci-dessous.

N°	Substance à réaction croisée	Souche	Concentration de la substance à réaction croisée
1		HKU1	2 × 10

