

Jessa

Applikator Tampons

• Besonders leichtes und hygienisches Einführen dank Applikator.
• Durch die spezielle Rillenstruktur dehnt sich der Tampon gleichmäßig rund aus und passt sich so dem Körper an, während die Flüssigkeit sich gleichmäßig verteilt und keine Lecks oder die Gebrauchsanweisung!
1. Waschen Sie sich vor und nach dem Gebrauch der Tampons gründlich die Hände. Öffnen Sie die Einzelverpackung und nehmen Sie den Tampon mit Applikator heraus. 2. Aktivieren Sie den Applikator, indem Sie das innere Röhrchen aus dem Äußeren ziehen, bis ein „Klick“ zu hören ist. 3. Halten Sie den Applikator am unteren Ende des äußeren Röhrchens mit Ihrem Daumen und Mittelfinger fest. Führen Sie den oberen Teil des Applikators schräg nach hinten und oben in die Scheide ein, bis Daumen und Mittelfinger Ihren Körper berühren. 4. Schieben Sie den unteren Teil des Applikators mit Ihrem Zeigefinger nach oben. Der Tampon rutscht von allein an die Stelle, an der er perfekt sitzt und Sie ihn nicht mehr spüren. Der Jessa Tampon kann wieder heraus- noch hochrutschen, ohne das Beckenbodennuskeltraining hält ihn in seiner Lage. 5. Ziehen Sie den Applikator wieder heraus. Vergewissern Sie sich, dass die beide Teile des Applikators entfernt haben und entsorgen Sie ihn dann bitte im Hausmüll. Bitte benutzen Sie immer nur einen Tampon zur gleichen Zeit. So wird der Jessa Tampon entfernt. Ziehen Sie den Tampon einfach am Rückholbändchen nach unten und unten raus. Ist der Tampon vollgesaugt, lässt er sich ganz leicht entfernen. Spüren Sie einen deutlichen Widerstand, kann es sein, dass er noch nicht vollständig ist. Falls Sie das Rückholbändchen einmal nicht wiederfinden, warten Sie ein paar Minuten. Nach einiger Zeit vollgesaugt hat. Er kommt durch Pressen in der Hocke nach unten und Sie können ihn mit zwei Fingern fassen. Sollte der Tampon auch so nicht entfernt werden können, suchen Sie bitte einen Frauenarzt auf. Stellen Sie sicher, dass Sie den letzten Tampon bei Ende der Menstruation entfernen haben. Hinterlassen Sie keine Jessa Tampons. Wenn oft der Tampon gewechselt werden muss, hängt von der Stärke der Menstruation ab. Normalerweise ist die

• Obzvlášť snadné a hygienické zavádzanie díky aplikátoru.
• Díky speciální drážkové struktuře se tampon rovnoměrně roztáhne a přizpůsobí se tělu, zatímco tekutina se rovnoměrně odváděná dolů. Přečtěte si prosím přiložený leták Použití tamponu Jessa: 1. Před a po použití si umyjte ruce. Odstraňte ochrannou fólii a vyjměte tampon aplikátorem. 2. Aktivujte aplikátor vytáhnutím vnitřního trubčičky z venkovní části, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. 3. Palcem a prostředním prstem držte aplikátor na spodní straně vnější části aplikátoru. Vleďte horní část aplikátoru šikmo dozadu a nahoru do pochvy, dokud se palec a prostředníček nedotknou vašeho těla. 4. Ukazováčkou zatlačte spodní část aplikátoru nahoru. Tampon se sám zasune na místo, kde dokonale sedí a už ho nečítíte. Jessa tampon nemůže změnit svou polohu, svůj pánev nikdy dno ho drží a fixuje v místě. 5. Vyjměte aplikátor. Ujistěte se, že jste vyjmuli obě části aplikátoru a nechte ho zlikvidujte spolu s domovním odpadem. Používejte vždy pouze jeden tampon! Vyjmouti tampon: Vytáhněte tampon za šňůrku ve směru dopředu a dolů. Je-li tampon dostatečně nasáklý, lze ho snadno vyjmout. Pokud cítíte zřetelný odpor, není tampon dostatečně nasáklý. Pokud nemůžete najít šňůrku, počkejte než se tampon nasákne. Tampon vytáhněte v podřepu a vytáhněte ho dvěma prsty. Pokud se Vám nepodaří tampon ani tímto způsobem vyjmout, vyhledejte svého gynekologa. Ujistěte se, že jste vyjmuli tampon po skončení menstruace. Upozornění pro dětku používání tamponu: Frekvence výměny tamponu závisí na síle menstruace. První dva dny by měla menstruace nejsilnější. V těchto dnech je třeba tampon vyměňovat po 3-6 hodinách. V dalších dnech nebo v noci lze tampon používat 6-8 hodin. Dejte by neměl být používán z

• Obzvlášť ľahké a hygienické zavádzanie vďaka aplikátoru.
• Špeciálnou drážkovou štruktúrou sa tampon rovnomerne roztiahne a prispôbi sa telu. Poprosíme, aby ste si prečítali priložený leták Ako používať Jessa tampony: 1. Pred a po použití si starostlivo umyte ruky. Otvorte balenie a vyberte tampon s aplikátorom. 2. Aktivujte aplikátor potiahnutím vnútornej trubčičky z vonkajšej strany, kým nebudete počuť „cvaknutie“. 3. Palcom a prostredníkom držte aplikátor na spodnej časti vonkajšej strany aplikátora. Vleďte hornú časť aplikátora pod uhol dozadu a hore do vagíny, kým sa palec a prostredník nedotknú vášho tela. 4. Ukazovákom zatlačte spodnú časť aplikátora nahor. Tampon sa sám vsunie na miesto, kde dokonale sedí a už ho nečítate. Jessa tampon nemôže ani vyklznúť ani skĺznúť ďalej, svaly ho držia na svojom mieste. 5. Znova vytiahnite aplikátor. Uistite sa, že ste vybrali obe časti aplikátora a potom ho zlikvidujte spolu s domovým odpadom. Používajte súčasne vždy iba jeden tampon! Spôsob odstránenia Jessa tamponu: Potiahnite jednoducho šnúrku na vyviedenie tamponu dopredu a dolu. Ak je tampon dostatočne nasáknutý, môžete ho ľahko odstrániť. Ak cítite zrejmy odpor, tampon ešte nie je nasáknutý. V prípade, že nemôžete šnúrku, počkajte určitý čas, kým tampon úplne nasáka. Tampon vystráňte zatlačím v drepe, následne tampon uchopíte prstami a vytiahnete. V prípade, že sa Vám tampon nepodarí týmto spôsobom odstrániť, vyhľadajte gynekoložku. Uistite sa, že ste odstránili posledný tampon po skončení menštruácie. Upozornenie k dčke použitia Jessa tamponov: Vymenadižka použitia tamponu závisí od intenzity



Menstruation an den ersten beiden Tagen am stärksten, daher sollten Sie den Tampon alle 3-6 Stunden wechseln. An den abklingenden Tagen der Menstruation oder nachts kann der Tampon auch 6-8 Stunden getragen werden. Länger sollte er allerdings aus hygienischen und medizinischen Gründen nicht getragen werden. Da man den Tampon kaum spürt, sollte man darauf achten, ihn nicht zu vergessen. Überrigens: Der Tampon muss nicht bei jedem Gang zur Toilette gewechselt werden. Welche Tampongröße für Sie die Richtige ist, ist von Frau zu Frau und innerhalb der Periode unterschiedlich. Verwenden Sie jeweils die kleinstmögliche Tampongröße für Ihre individuelle Blutungsstärke. Ein wichtiger Gesundheitshinweis zum menstruellen Toxik Shock Syndrom (TSS): TSS ist eine seltene, aber sehr zu nehmende Erkrankung, die bei Männern, Frauen und Kindern auftreten kann. Bei ungefähr der Hälfte aller Fälle tritt TSS bei Tamponanwendern ein. Es kann in seltenen Fällen zum Tode führen. Folgende Symptome, die sich sehr schnell entwickeln und anfangs einer Grippe ähneln, können erste Anzeichen für eine TSS-Erkrankung sein: Plötzlich auftretendes Fieber (>39°C), Erbrechen, Durchfall, Sonnenbrandähnlicher Hautausschlag, Halsschmerzen, Schwindel und /oder Ohnmachtsanfälle. Sollten Sie eines oder mehrere dieser Anzeichen während Ihrer Periode bei sich feststellen, entfernen Sie den Tampon und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Erwähnen Sie TSS und dass Sie Menstruieren. So ist es möglich, die Krankheit früh zu erkennen und wirksam zu behandeln. Falls Sie an TSS erkrankt sind, lassen Sie sich vor der weiteren Anwendung von Tampons von Ihrem Arzt beraten.

Saugstärke (g)	Tropfen	an schwächeren Tagen und für junge Verwerderinnen
6 - 9	Mini ● ● ● ● ●	
9 - 12	Normal ● ● ● ● ●	bei normaler, mittel-starker Menstruation

hygienických ani zdravotných dôvodov. Pretože tampon není cítit, buďte na to, aby ste na něj nezapomněli. Tampon nemusíte měnit při každé návštěvě toalety. Velikost tamponu volte podle svých požadavků. Vždy používejte nejmenší možnou velikost tamponu, podle intenzity krvavosti. Důležitá zdravotní upozornění k syndromu toxického šoku (TSS): TSS je vzácné, ale závažné onemocnění, které se může vyskytnout u mužů, žen i dětí. Příznaky v podobě horečky a TSS vyúsťují v užívání tekutiny. Ve vzácných případech může vést k úmrtí. Počáteční příznaky TSS, které se velmi rychle rozvíjejí, mohou být podobné chřipce: náhlý nástup vysoké horečky (> 39 ° C), zvracení, průjem, vyrážka na pokožce jako po spalení na slunci, bolesti kloubů, závratě a nevolnost. Pokud se u vás během menstruace objeví jeden nebo více těchto příznaků, vyjměte tampon a okamžitě vyhledejte lékaře. Zmíníte se o TSS a o tom, že máte menstruaci. To umožní včasně rozpoznání onemocnění a jeho účinnou léčbu. V případě, že trpíte TSS, poraďte se se svým lékařem o vhodnosti dalšího používání tamponů.

Savost (g)	Kapky (síla krvavosti)	
6 - 9	Mini ● ● ● ● ●	při slabší menstruaci a pro mladé dívky
9 - 12	Normal ● ● ● ● ●	při normální až středně silné menstruaci

krvavnica. Zvyčajne je menštruácia v prvých dňoch najsilnejšia. Preto by ste mali meniť tampon každých 3-6 hodín. Počas slabších dní alebo v noci môžete tampon zavesiť 6-8 hodín. Z hygienického a zdravotného hľadiska by nemal byť zavedený dlhšie. Nakoľko tampon nie je cítiť, mali by ste dávať pozor, aby ste naň nezapúdili. Tampon nie je potrebné meniť pri každej návšteve toalety. Jessa tampony sú dostupné v veľkostiach v súlade s medzinárodnými testovacími metódami:

Savost (g)	Síla krvácania	
6 - 9	Mini ● ● ● ● ●	pri slabšej menštruácii
9 - 12	Normal ● ● ● ● ●	pri normálnej až stredne silnej menštruácii

Velkost tamponu je při každé ženě individuální. Používejte vždy nejmenší možnou velikost podle intenzity krvácaní. Důležitá informácia k syndromu toxického šoku (TSS): Syndróm toxického šoku je ojedinelé, ale vážne ochorenie, ktoré sa môže objaviť u mužov, žien i detí. Príznaky v podobe zvýšenia teploty pripadajú na ženu a dieťa, ktoré počas menštruácie používajú tampony. Môže v zriedkavých prípadoch viesť k smrti. Nasledovné príznaky, ktoré sa rýchlo rozvíjajú u sú podobné chrípke, môžu byť prvé príznaky TSS: náhle sa objavujúca vysoká teplota (>39°C), zvracanie, hnačky, vyrážka

ako po spalení na slnku, bolesť hrdla, svalstva, závraty a omdlievanie. Pokiaľ spozorujete počas menštruácie jeden alebo viaceru z uvedených príznakov, okamžite odstráňte tampon a vyhľadajte lekára. Nezapudíte zmieniť, že máte menštruáciu a obavate sa TSS. Tak bude možné ochorenie včas rozpoznať a učiť liečbu. V prípade, že už trpíte TSS, poraďte sa o používaní tamponov so svojim ošetroujúcim lekárom.

RS Jednostavno i higijensko umetanje uz pomoć aplikatora. Zahvaljujući izrazitoj strukturi, tampon se ujednačeno natapa i tečnost se ravnomerno raspoređuje. Pročitati uputstvo za upotrebu! Umetanje tampona: 1. Pri i nakon upotrebe tampona temeljito oprati ruke. Pri otvaranju i izvlačenju tampona sa aplikatorom. 2. Aktivirati aplikator izvlačenjem unutrašnjeg cvčice iz spojašnje dok se ne čuje "klik". 3. Palcem i kažiprstom čvrsto uhvatiti aplikator za donji kraj spojašnje cvčice. Gornji kraj aplikatora uoklo i navise gurati u vaginu dok palac i kažiprst ne dodiruju telo. 4. Kažiprstom gurnite donji deo aplikatora navise i tampon će sam skliznuti u optimalnu poziciju u kojoj ga više nećete osjećati. Tampon ne može da klinje dublje, niti napole, jer ga mišići karlice drže na mestu. 5. Izvuci aplikator napole. Uveriti se da ste uklonili oba dela aplikatora i odložite ih u smeće. Upotrebljavati samo jedan tampon istovremeno! Uklanjanje tampona: tampon povući za konac i izvuci ga napole. Ukoliko je tampon potpuno natopljen, lako je ukloniti ga. Ukoliko osettite otpor pri uklanjanju, moguće je da tampon još uvek nije u potpunosti natopljen. Ukoliko ne možete pronaći konac tampona, sačekati da se tampon natopi. Tampon ćete moći da uklonite priskokom dok ste u čučnju, a potom ga izvaditi sa dva prsta. Ako ni tako ne uspete da ga uklonite, potražiti pomoć ginekologa. Uveriti se da ste uklonili poslednji tampon na kraju ciklusa. Napomena o dužini nošenja tampona: uestalost menijanja tampona zavisi od jačine ciklusa, koji je obično najjači u prva dva dana. Stoga tampon treba menjati svakih 3-6 sati. Poslednji dana ciklusa i tokom moćnog tampona se

SI • Aplikator omogućio izjemo jednostavno i higijenočno stavljanje tamponov. • Posebna zleabasta struktura omogućava tamponov enakomerno rastezanje in prilagajanje telusu, medtem ko se tekocina varno zbira v notranjosti tampona. Prosim, preberite navodilo za uporabu. Uporaba tampona: 1. Pred uporabu tampona in po njej si temeljito umijte ruke. Odprite embalo in iz njem vzemite tampon z aplikatorjem. 2. Aplikator aktivirajte tako, da notranjo cevko aplikatorja potegnete iz zunanjega dela dolinskeg klikavka. 3. Palcem in spodnjim prstom držite zunanji del aplikatorja in srednjem. Zgornji del aplikatorja potegnite in navzgor potisnite, nožnico, da se s palcem in srednjem dotaknete telesa. 4. Spodnji del aplikatorja s kazalcem potisnite navzgor. Tampon se bo samodejno ustrezno namestil tako, da ga ne boste čutili. Tampon ne more zdrsneti nazaj ali navzgor, saj mišice medenjačnega dela pokrijbo, da ostane v pravem položaju. 5. Aplikator izvelite. Prepričajte se, da ste odstranili oba dela aplikatorja in ga odvzrite med gospodinjske odpadke. Uporabite samo en tampon naenkrat! Odstranjevanje tamponov: Izvelite aplikator, da potegnete tampon v smeri naprej in navzdol. Če je tampon prepolnjen, ga je enostavno odstraniti. Če začutite močnejši upor, to lahko pomeni, da še ni prepolnjen. Če ne najdete vrvice, nekoliko počakajte, da se tampon popolnoma prepoli. S počepi je močnejši tampon potisniti navzdol in ga nato prijeti z dvema prstoma. Če tampona kljub temu ne morete odstraniti, počakajte pomoč ginekologa. Pazite, da boste ob koncu menstruacije odstranili tudi zadnji tampon. Opozorila glede pogostosti menjavanja tamponov Jessa: Kako pogosto je treba tampon zamenjati, je odvisno od tega, kako močna je menstruacija. Običajno je menstruacija najmočnejša v prv dva dni. Takrat tampon zamenjajte vsakih 3-6 ur. Proti koncu menstruacije

HR Zahvaljujući aplikatoru tampon se posebno lako i higijenski uvodi u rođinu. Zbog posebne zleabaste strukture tampon se ravnomerno rastvara i na taj način prilagođava tijelu, pri čemu tekucina slobodno obje u unutrašnjost tampona. Molimo, pročitajte upute za upotrebu! Uputa za uporabu Jessa tampona: 1. Prije i poslije upotrebe dobro operite ruke. Otvorite pojedinačno pakiranje i izvadite tampon s aplikatorom. 2. Aktivirajte aplikator izvlačenjem unutrašnje cvčice iz vanjske dok se ne klikne. 3. Palcem i kažiprstom čvrsto uhvatite aplikator na donjem kraju vanjske cvčice. Gornji dio tampona uvedite u rođinu pod kutom prema natrag i gornji deo dok palac i kažiprst ne dodiruju tijelo. 4. Kažiprstom gurnite donji dio aplikatora prema gore i tampon će sam skliznuti u optimalnu poziciju u kojoj se više ne osjećate. Tampon ne može skliznuti jer ga zlođični mišići drže u njegovom položaju. 5. Izvucite aplikator. Uverite se da su oba dijela aplikatora odstranjena i odložite ga u kućni otpad. Upotrebljavati uvijek samo jedan tampon istovremeno! Odstranjevanje Jessa tampona: Tampon ćete jednostavno izvaditi. Povučite končić prema naprijed i dolje te izvadite tampon. Ako je tampon u potpunosti natopljen, možete ga lako izvuci. Ako je vađenje tampona otežano, znači da on još nije u potpunosti natopljen. Ne možete li pronaći končić, prikažite dok se tampon ne natopi u potpunosti pa ga u potolaju čučnja potisnite prema van i uhvatite se dva prsta. Ako nikako ne možete izvaditi tampon, obratite se svom ginekologu. Provjerite jeste li u kraju menstruacije uklonili posljednji tampon. Dužina nošenja tampona: O jačini menstruacije uslikoj često se tampon mijenja. Prva dva dana, kada je ciklus najjači, treba ga mijenjati svakih 3-6 sati. U zadnjim danima mjesečnice ili noću tampon možete koristiti 6-8 sati. Iz higijenskih i medicinskih razloga tampon se ne smije dugo koristiti. Budući da

može nositi 6-8 sati. Duže od toga ga ne treba nositi iz higijenskih i medicinskih razloga. S obzirom da se tampon jedna oseti, ne treba smetnuti sa uma da ga nosimo. Tampon uvijek treba mijenjati pri svakom odlasku u toalet. Optimalna veličina tampona je individualna i zavisi i od faze ciklusa u kojoj ste. Upotrebljavati najmanju moguću veličinu tampona u zavisnosti od individualnog intenziteta krvarenja. Važna zadržavanja napomena vezana za Sindrom toksičnog šoka (STS): STS je retka, ali ozbiljna bolest koja se može javiti kod muškaraca, žena i dece. Polovinu svih slučajeva STS čine žene koje upotrebljavaju tampon. U retkim slučajevima STS može dovesti do smrti. Početni simptomi posjedaču na one kod gripa: iznadeni visoka temperatura (>39°C), povraćanje, dijareja, osip na koži, bol u grlu, vrtoglavica i/ili nesvestica. Ukoliko osettite jedan ili više od ovih simptoma tokom ciklusa, uklonite tampon i potražite pomoć lekara. Pomenite STS i da imate ciklus. Tako je moguće brzo otkriti bolest i savestno je lečiti. Ukoliko bolujete od STS posavetujte se sa lekarom o daljoj upotrebi tampona.

u zavisnosti od moći upuljanja (g)	Kapi	
6 - 9	Mini ● ● ● ● ●	za blagu menštruaciju i mlade devojke
9 - 12	Normalni ● ● ● ● ●	za normalnu i srednje jaku menštruaciju

ali ponovo lahko tampon ostane v nožnici tudi 6-8 ur. Dlje ga iz medicinskih in higijenskih razlogov ne uporabljajte. Ker se tampon skorajda ne čuti, je treba paziti, da ga ne pozabite odstraniti. Tampona ni treba zamenjati ob vsakem opravljanju potrebe. Izbera prave velikosti tampona se razlikuje od ženske do ženske, odvisna je tudi od dneva menstruacije. Uporabite čim manjšo velikost tamponov, ki se ustreza vaš intenzivnosti krvavitve. Pomembno opozorilo v zvezi s sindromom toksičnega šoka, do katerega lahko pride med menstruacijo (TSS - Txic Shock Syndrom): Sindrom toksičnega šoka (TSS) je redko, a resno obolenje, ki lahko prizadene moške, ženske in otroke. Prilblžno polovica vseh primerov se pojavi pri uporabi tamponov. Vrednih pričetnih nastopov vključujejo smrtno. Prvi znak obolenja s TSS so hitro razvijajoče se gripi podobni simptomi, kot je nenadna visoka telesna temperatura (> 39 ° C), bruhanje, driska, izpuščaji, podobni sončnim opeklinam, bolečine v grlu, vrtoglavica in/ali izguba zavesti. Če med menstruacijo opazite enega ali več naštetih simptomov, odstranite tampon in takoj poiščite zdravniško pomoč. Povejte zdravniku, da imate menstruacijo in mu omenite TSS. Tako bo lahko zmogoče zgodaj odkriti in jo učinkovito zdraviti. Če ste zboleli za TSS, se o nadaljnji uporabi tamponov posvetujte z ginekologom.

Vpojnost (g)	Intenzivnost krvavitve	
6 - 9	Mini ● ● ● ● ●	Ob šibki menstruaciji za mlajše uporabnice
9 - 12	Normal ● ● ● ● ●	Ob normalni, srednje močni menstruaciji

se tampon jedna osjeti pri nošenju, nemojte zaboraviti na njega. Osim toga, tampon ne treba mijenjati pri svakom odlasku na WC. Odbarite veličinu tampona prema jačini menstruacije i uvijek koristite najmanji moguć tampon, ovisno o individualnoj jačini krvarenja. Vazno upozorenje o menstrualnom toksičnom šoku sindromu (TSS): TSS je rijetka, ali ozbiljna toksična bolest od koje mogu oboljeti muškarci, žene i djece. U približno polovici slučajeva javlja se kod žena koje koriste tampon. U rijetkim slučajevima bolest može biti smrtonosna. Mogu se pojaviti sljedeći simptomi koji se vrlo brzo razvijaju i na početku su slični gripi: visoka temperatura (preko 39 ° C), povraćanje, proliv, osip na koži, vrtoglavica i/ili nesvestica. Ako na vrijeme mjesečnice primijetite jedan ili više od ovih simptoma, uklonite tampon i odmah zatražite savjet liječnika. Upozornite liječnika s time da imate mjesečnicu i spomenite TSS. Jedino tako je moguće na vrijeme prepoznati bolest i djelotvorno je liječiti. Ukoliko ste oboljeli od TSS-a, savjetujte se s liječnikom o daljnjem korištenju tampona. Jessa tampon s aplikatorom proizvode se u 2 veličine.

Moć upuljanja (g)	Kapilica	
6 - 9	Mini ● ● ● ● ●	za zadnje dane mjesečnice i mlade korisnice
9 - 12	Normal ● ● ● ● ●	za normalnu, srednje obilnu mjesečnicu
